





# **GUIA DE MONTAGEM**

## **WISEIRA NOVAGUARD**

## GUIA DE MONTAGEM VISEIRA NOVAGUARD

A seguir apresentamos as instruções de montagem, passo a passo, da Viseira NOVAGUARD.





### **ENCURTAMENTO VISEIRA NOVAGUARD**

Nas ranhuras existentes, usar faca ou tesoura para o corte. A viseira poderá ser encurtada em função do posicionamento do focinho/alcance da língua e o local do ferimento, de tal modo que este não possa ser alcançado.