

GUIA DE MONTAGEM

VISEIRA OPTIVIZOR

GUIA DE MONTAGEM VISEIRA OPTIVIZOR

Apresentamos a seguir as instruções de montagem, passo a passo, da Viseira OPTIVIZOR.





ENCURTAMENTO VISEIRA OPTIVIZOR

Nas ranhuras existentes, usar faca ou tesoura para o corte. A viseira poderá ser encurtada para, conforme o caso, oferecer maior conforto ao animal.

Caso o cão seja cego, recomenda-se que a viseira fique um pouco mais longa que o nariz (em torno de 0,5cm), de modo a proteger o focinho contra batidas em paredes e outro objetos.